

Linea di riempimento vial

Type 1



Fotografia della linea Type 1. Configurazione di riferimento.

CONFIGURAZIONE DOCUMENTATA

Type 1	Riempimento a moto intermittente, doppio passo; tappo in gomma
Type 1	Applicazione capsula metallica a moto intermittente
Produzione	Fino a 120 vial/minuto nella configurazione descritta
Alimentazione	Vial sterili da vassoio su tavola rotante
Dosaggio	Due stazioni di riempimento per vial
Trasferimento	Due cinghie laterali tra le due macchine
Applicazione	Soluzioni iniettabili liquide in vial

Le caratteristiche finali, la documentazione e le prestazioni della fornitura sono da confermare in funzione del progetto e nell'offerta tecnica.